

Documentação *Synesthesia Vision*
Manual do Software

Sumário

Introdução	3
Instalação	4
➤ Requisitos	4
➤ Tutorial	4
Diretórios	6
Pages	7
Bluetooth Connection Verify Page	7
Métodos	7
Horários Page	9
Métodos	9
Modals	10
Métodos	10
Áudio Provider 3	11
Métodos	11
Synesthesia Vision Page	12
Métodos	12
Bluetooth LE Connection Verify Page	13
Métodos	13
Choose Device Page	14
Métodos	14
Game Page	15
Métodos	15
Game Pontuacao Page	16
Métodos	16
Rotas Page	17
Métodos	17
Synesthesia Vision LE Page	18
Métodos	18
Providers	20
Áudio Provider	20
Bluetooth Provider	20
Bus Integration Provider	21
Permission Provider	22
Text To Speech Provider	22
Weather Forecast	22

Introdução

Este documento foi criado com o intuito de fornecer as informações obtidas durante todo o desenvolvimento do projeto para auxiliar futuros “colaboradores” do código-fonte.

Neste arquivo estão especificadas as funcionalidade de cada módulo implementado e as suas respectivas explicações com o propósito de fornecer um guia de construção de novas funcionalidades.

Instalação

➤ Requisitos

- Ionic;
- Node.js;
- Android Studio;
- Gradle
- JDK

➤ Tutorial

I. Download das ferramentas:

- a) Android Studio: <https://developer.android.com/studio>
- b) Node.js: <https://nodejs.org/pt-br/download/>
- c) Gradle: <https://gradle.org/releases/>
- d) JDK:

<https://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html>

II. Instalação das ferramentas baixadas no passo anterior

III. Adicionar o npm ao *path* do sistema:

- a) Pressionar as teclas Win + e
- b) Botão direito do mouse em “Este computador” e clicar em propriedades
- c) Selecionar a opção “Configurações avançadas do sistema” no menu lateral
- d) Selecionar a opção “Variáveis de ambiente”
- e) No campo “Variáveis do sistema” selecionar a *path*
- f) Para obter o caminho do npm, pressionar as teclas Win + r, e digitar “%AppData%”

- g) Entrar na pasta npm e copiar o caminho
- h) Voltando ao path, clicar no botão novo e colar o caminho do npm

IV. Adicionar o jdk ao path do sistema

- a) Pressionar as teclas Win + e

- b) Acessar a pasta cujo JDK foi instalada
- c) Acessar a pasta “bin”, localizada dentro da pasta do JDK
- d) Copiar o caminho
- e) Botão direito do mouse em “Este computador” e clicar em propriedades
- f) Selecionar a opção “Configurações avançadas do sistema” no menu

lateral

- g) Selecionar a opção “Variáveis de ambiente”
- h) No campo “Variáveis do sistema” selecionar a *path*
- i) Clicar no botão “novo” e colar o caminho do jdk

V. Adicionar o Gradle ao path do sistema

- a) Extrair o zip em uma pasta da sua escolha
- b) Acessar a pasta “bin”, localizada dentro da pasta do Gradle
- c) Copiar o caminho
- d) Botão direito do mouse em “Este computador” e clicar em propriedades
- e) Selecionar a opção “Configurações avançadas do sistema” no menu

lateral

- f) Selecionar a opção “Variáveis de ambiente”
- g) No campo “Variáveis do sistema” selecionar a *path*
- h) Clicar no botão “novo” e colar o caminho do Gradle

VI. Instalar o Ionic

- a) Clicar no menu iniciar
- b) Digitar “cmd”, e clique com o botão direito
- c) Selecione a opção “Executar como administrador”
- d) Digite o seguinte comando: npm install -g ionic
- e) E tecla “enter” para executar

Diretórios

- App
- Pages
- Pipes/date
- Providers

Pages

As páginas são responsáveis por interagir diretamente com o usuário.

São compostas por três arquivos:

- ✓ .html: Responsável pela interface com o usuário.
- ✓ .scss: Responsável por estilizar o conteúdo html.
- ✓ .ts: Responsável pela funcionalidade do sistema.

Bluetooth Connection Verify Page

Métodos:

- **ionViewDidLoad():** Executa o som inicial.
- **ionViewWillEnter():** Verifica se o dispositivo está conectado com algum dispositivo bluetooth sempre que a página é carregada. Caso esteja, ele irá desconectar.
- **startScanning():** Verifica dispositivos pareados e não pareados. Se um dispositivo pareado tiver o nome "Synesthesia", o método procurará um endereço no localStorage.
- **selectDevice():** Exibe um alerta perguntando se o usuário deseja se conectar a um endereço que foi selecionado pelo usuário. Redireciona para a tela principal se o usuário desejar se conectar.
 - @param address
 - @param device
- **disconnect():** Desconecta do bluetooth.
- **synesthesia():** Irá carregar a página Synesthesia Vision Page.

- **showAlert():** Cria um alert informando um erro, com a mensagem de erro do parâmetro.
 - **@param** message
- **createLoading():** Cria o spinner de carregamento.
- **saveAddress(device):** Salva o endereço do dispositivo pressionado caso haja uma conexão bem sucedida.
 - **@param** device
- **checkAddress():** Verifica se o local storage tem o endereço do dispositivo do synesthesia.
- **autoConnect(address: string):** Se conecta a um endereço bluetooth já conhecido e redireciona para a página principal.
 - **@param** address
- **checkEnabledBluetooth():** Verifica se o bluetooth está ativado. Se não estiver, irá ativá-lo.

Horários Page

Métodos:

- **ionViewDidLoad():** Requisita a primeira busca de paradas, caso não tenha sido ainda executada.
- **speakData():** Realiza o tratamento de fala do tempo restante do ônibus selecionado.
- **getLinhas():** Realiza a busca pelas paradas próximas.
- **getParadas():** Exibe a lista de paradas, sendo ordenada pela distância, da mais perto para a mais longínqua.
 - **@param** recarregando
- **getHorarios():** Exibe a lista de ônibus da parada selecionada.
 - **@param** labelParada
- **transformTime():** Converte o valor da hora recebido em hora e minutos.
 - **@param** value
- **openModalRenomear():** Exibe o quadro de renomeio de parada.
 - **@param** labelParada
 - **@param** nombreParada

Modals

Métodos:

- `setRenomear()`: Define o nome digitado como um apelido para a parada selecionada.
- `dismiss()`: Fecha o quadro de renomeio de parada.

Áudio Provider 3

Métodos:

- **setUpAudio():** Realiza a conversão para um arquivo compatível.
 - **@param** bufferedContent
- **playAudioTrack():** Cria um som estéreo e o carrega no aplicativo.
 - **@param** track
- **playSound():** Inicializa todos os serviços de sonorização, realizando as devidas checagens.
- **zeraDistancia():** Zera os valores presentes no sensor.
- **stopRunningSound():** Finaliza a repetição de execução do som.

Synesthesia Vision Page

Métodos:

- **ionViewDidLoad():** Realiza a checagem de permissões.
- **ionViewWillLeave():** Realiza a desconexão do módulo bluetooth.
- **ionViewWillEnter():** Obtém os dados do bluetooth
- **toggleStatusButton():** Realiza a troca do texto do botão ao inicializar a sonorização do aplicativo.
- **playSound():** Inicializa a vibração o telefone e a sonorização.
- **stopSound():** Encerra a vibração do telefone e a sonorização.
- **checkWeather():** Realiza a checagem de clima.
- **increaseFrequency():** Aumenta a frequência de beeps sonorizados.
- **decreaseFrequency():** Diminui a frequência de beeps sonorizados.
- **getBluetoothData():** Realiza o processamento dos dados recebidos pelos botões.
- **getFunction():** Chama a função de acordo com o parâmetro recebido.
 - **@param** bluetoothData
- **getParadaProxima():** Exibe uma lista com as paradas próximas.
- **speakLuminosity():** Realiza o tratamento e informa se o ambiente está claro ou escuro.
 - **@param** dataBuffer
- **voltarConexaoBluetooth():** Retorna à página de conexão.

Bluetooth LE Connection Verify Page

Métodos:

- **ionViewDidEnter():** executa o método de escaneamento.
- **scan():** escaneia os dispositivos bluetooth low energy e adiciona em um array de dispositivos.
- **onDeviceDiscovered():** apresenta os dispositivos que foram encontrados.
 - **@param** device
- **scanError():** Caso ocorra algum erro durante o escaneamento, é exibido um aviso.
 - **@param** error
- **setStatus():** exibe todas as atualizações que ocorrem durante o escaneamento.
 - **@param** message
- **deviceSelected():** ao selecionar um dispositivo, o usuário é redirecionado para a próxima página, passando por parâmetro o dispositivo selecionado.
 - **@param** device
- **checkEnabledBluetooth():** realiza a verificação a fim de descobrir se o smartphone está com o bluetooth habilitado.

Choose Device Page

Métodos:

- **oculosAntigo():** Realiza a navegação para a página de verificação bluetooth da versão 1.0 dos óculos sensoriais.
- **oculosNovo():** Realiza a navegação para a página de verificação bluetooth da versão 2.0 dos óculos sensoriais.

Game Page

Métodos:

- **ionViewDidEnter():** Executa o método de escaneamento.
- **scan():** Escaneia os dispositivos bluetooth low energy e adiciona em um array de dispositivos.
- **onDeviceDiscovered():** Apresenta os dispositivos que foram encontrados.
 - **@param** device
- **scanError():** Caso ocorra algum erro durante o escaneamento, é exibido um aviso.
 - **@param** error
- **setStatus():** Exibe todas as atualizações que ocorrem durante o escaneamento.
 - **@param** message
- **deviceSelected():** Ao selecionar um dispositivo, o usuário é redirecionado para a próxima página, passando por parâmetro o dispositivo selecionado.
 - **@param** device
- **checkEnabledBluetooth():** Realiza a verificação a fim de descobrir se o smartphone está com o bluetooth habilitado.

Game Pontuacao Page

Métodos:

- **onConnected():** Ao ter um dispositivo conectado, é iniciada a verificação de notificações do mesmo.
 - **@param** peripheral
- **onDataChange():** Verifica se o bluetooth recebeu o valor que simboliza que bateu em um obstáculo.
 - **@param** buffer
- **ionViewWillLeave():** Desconecta do dispositivo atualmente conectado.
- **startTimer():** Incrementa o tempo decorrido.
- **pontuacaoBateu():** Diminui os pontos ao bater em um obstáculo.
- **showAlert():** Caso ocorra algum erro, uma mensagem de alerta é exibida.
 - **@param** title
 - **@param** message
- **stopGame():** Para o jogo.

Rotas Page

Métodos:

- **ionViewDidLoad():** Obtém a localização atual do usuário ao entrar na página.
- **loadmap():** Carrega o mapa baseado na localização atual do usuário e na distância para a parada selecionada.
- **getInitUserLocation():** Realiza a requisição para obter a localização atual do dispositivo.
- **updateUserLocation():** Atualiza a localização atual do dispositivo.

Synesthesia Vision LE Page

Métodos:

- **onConnected():** Inicia a verificação por alterações no valor recebido pelo bluetooth.
 - **@param** peripheral
- **onDataChange():** Chama a função baseado no valor recebido pelo bluetooth.
 - **@param** buffer
- **ionViewDidLoad():** Solicita a permissão de localização do usuário.
- **ionViewWillLeave():** Desconecta o dispositivo dos óculos sensoriais.
- **checkWeather():** Inicia a verificação do tempo.
- **getFunction():** Exibe as opções de checagem de tempo, luminosidade ou de paradas próximas.
 - **@param** bluetoothData
- **getParadaProxima():** Redireciona para a página de paradas.
- **speakLuminosity():** Indica a luminosidade do local em que o usuário está.
 - **@param** dataBuffer
- **getLuminosidade():** Recebe o valor do LDR.
 - **@param** bluetoothData
- **voltarConexaoBluetooth():** Volta para a tela de verificação de dispositivos pelo bluetooth.
- **startGame():** Redireciona para a página do jogo.
 - **@param** peripheral
- **showAlert():** Exibe um alerta na tela.
 - **@param** title
 - **@param** message

- **setStatus():** Informa o estado atual da comunicação do dispositivo com os óculos.
 - **@param** message

Providers

Responsável por fazer conexão com as API's, gerenciar armazenamento, autenticação e etc.

Áudio Provider:

Função: Responsável por fazer a geração de som.

Importações:

- Web Audio API: Processa e sintetiza áudio em aplicativos Web.

Referências: <https://www.w3.org/TR/webaudio/>

Bluetooth Provider:

Função: Este provider habilita a comunicação serial via Bluetooth. É utilizado para estabelecer conexões entre Android ou iOS e um Arduino, receber e tratar os dados que os sensores do óculos enviam para o dispositivo através do bluetooth.

Importações:

- Native Storage: Armazena os dados no Local Storage do dispositivo.

Referências: <https://ionicframework.com/docs/native/native-storage/>

Bluetooth Serial: habilita a comunicação serial via Bluetooth.

Referências: <https://ionicframework.com/docs/native/bluetooth-serial/>

Bus Integration Provider

Função: Responsável por realizar a busca por paradas que estão localizadas próximas ao usuário.

Importações:

- Http: Cordova / Phonegap plugin para comunicação com servidores HTTP.

Referências: <https://ionicframework.com/docs/native/http/>

- Geolocation: Fornece informações sobre a localização do dispositivo, como latitude e longitude.

Referências: <https://ionicframework.com/docs/native/geolocation/>

- Alert Controller: Faz o controle e personalização de alerts, ou seja, diálogos onde são apresentados aos usuários informações ou coleta informações do usuário usando inputs.

Referências:

<https://ionicframework.com/docs/api/components/alert/AlertController/>

- Loading Controller: Faz o controle e personalização de um overlay ou loading spinner que pode ser usada para indicar atividade enquanto bloqueia a interação do usuário.

Referências:

<https://ionicframework.com/docs/api/components/loading/LoadingController/>

Permission Provider

Função: Realiza a verificação de permissões do Android.

Importações:

- Android Permissions: Este plugin é projetado para suportar o novo mecanismo de verificação de permissões do Android.

Referências: <https://ionicframework.com/docs/native/android-permissions/>

Text To Speech Provider

Função: Responsável por transmitir informações em áudio para o usuário.

Importações:

- Text To Speech: Plugin Text to Speech.

Referências: <https://ionicframework.com/docs/native/text-to-speech/>

Weather Forecast

Função: Verifica e informa ao usuário as condições climáticas atuais.

Importações:

- HTTP: Responsável por fazer a comunicação com servidores http.

Referências: <https://ionicframework.com/docs/native/http/>

- Alert Controller: Faz o controle e personalização de alerts, ou seja, diálogos onde são apresentados aos usuários informações ou coleta informações do usuário usando inputs.

Referências:

<https://ionicframework.com/docs/api/components/alert/AlertController/>

- Text To Speech Provider: Responsável por transmitir informações em áudio para o usuário.

- Geolocation: Fornece informações sobre a localização do dispositivo, como latitude e longitude.

Referências: <https://ionicframework.com/docs/native/geolocation/>

- Location Accuracy: Solicita a ativação/alteração dos Serviços de Localização ao acionar um diálogo nativo (alert) a partir do aplicativo, evitando a necessidade de o usuário deixar seu aplicativo para alterar as configurações de local manualmente.

Referências: <https://ionicframework.com/docs/native/location-accuracy/>

- Mobile Accessibility: Expõe o status de vários recursos de acessibilidade de sistemas operacionais móveis. Usado também para que o aplicativo envie uma string para ser falada pelo leitor de tela ou um comando para impedir que o leitor de tela fale.

Referências: <https://ionicframework.com/docs/native/mobile-accessibility/>